




OMNIUM
INTELLIGENT LIFESTYLE

**Elettromedicale PEMF portatile
per tutto il corpo "On the Go"!**

E' tempo di ripensare alla salute e al benessere!

Elettromagnetismo

Conosciute come forza elementare della vita, le onde elettromagnetiche oltre ad essere essenziali per il nostro intero ecosistema, sono allo stesso modo vitali e cruciali per la salute e il benessere individuali. Le onde elettromagnetiche, costantemente emanate dalla Terra, dal Sole, dalle Risonanze di Schumann (onde ionosferiche) come onde sferiche, oltre ad avere una composizione armonica tra di loro, creano una forza completamente naturale con cui gli organismi umani, animali e persino le piante interagiscono attivamente per preservare e ripristinare la loro salute biologica.



Inquinamento Elettronico

L'impatto globale delle interferenze elettromagnetiche artificiali, principalmente causate dalle reti cellulari (3G, 4G e ora 5G), dalle tecnologie wireless (WIFI, Bluetooth, Satelliti), da tutti i tipi di oggetti alimentati elettricamente, come computer, computer portatili, telefonini ecc., la densità di costruzione degli edifici, la mancanza di movimento e di esercizio fisico, lo stress, le diete povere in nutrienti, senza poi dimenticare l'inquinamento sempre crescente nel nostro ambiente, hanno determinato per l'intero ecosistema la drastica perdita del suo equilibrio con conseguenti anomalie, disturbi, sintomi e disordini non specifici.

PEMF – L'Essenziale!

La nuova tecnologia iMRS prime combina i risultati e l'efficienza della ricerca PEMF con la capacità unica di fornire la quintessenza di tutte le onde elettromagnetiche naturali in un unico sistema, anche per uso domestico.



Unità di controllo



- LCD-Display touch screen da 8 pollici.
- 1 ingresso audio (3.5).
- Ingressi 20-pin.
- Slot per scheda microSD/SDHC (TF).
- Sistema operativo Android™ Oreo 8.1.
- Fotocamera frontale da 5MP
- Fotocamera posteriore con autofocus e Flash a led da 8MP.
- Batteria removibile da 4 x 3.7V / 2500 mA/h.



Il convertitore D/A



- Elemento di collegamento tra l'unità di controllo dell'Omnium1 e gli applicatori/accessori.
- 2 ingressi 20-Pin.
- 1 ingresso per gli accessori.
- Design ultraleggero per uso portatile.
- Modulo integrato nel convertitore D/A che consente campi di intensità fino a 120micro-Tesla!
- Basso consumo energetico per l'uso delle applicazioni non in rete.



OMNIMAT

L'applicatore per tutto il corpo per l'esperienza olistica dei PEMF



- 6 bobine robuste di rame solido, divise in tre coppie, con diverse quantità di avvolgimenti per controllare l'intensità del campo applicato su tutta la superficie.
- Forma d'onda a triplo dente di sega per la massima efficienza del PEMF a bassa frequenza.
- Ripiegabile in 6 parti.
- Forza massima del campo magnetico di 45 microTesla.
- Numero di avvolgimenti delle bobine di rame che aumenta dall'alto verso il basso.

OMNIPAD

L'applicatore locale da utilizzare su aree specifiche del corpo!



- 2 bobine robuste di rame solido per erogare l'intensità del campo elettromagnetico in modo uniforme e controllato su tutta la superficie.
- Utilizzo dell'onda quadra per una massima efficienza dei PEMF applicati localmente.
- Forza massima del campo elettromagnetico di 70 Microtesla.

OMNISPOT

L'applicatore specifico per trattare piccole aree del corpo



- ◆ Applicatore di nuova concezione e flessibile per un utilizzo localizzato che sfrutta "l'effetto-Helmholtz".
- ◆ 1 bobina di rame solido inserita in ogni parte (2 in totale) per controllare in modo preciso l'intensità del campo elettromagnetico erogato su una specifica area.
- ◆ Utilizzo dell'onda quadra per una massima efficienza dei PEMF applicati localmente con l'effetto-Helmholtz.
- ◆ Forza massima del campo elettromagnetico di 120 Microtesla.
- ◆ Banda di fissaggio flessibile per un'applicazione semplice, effettiva e precisa.



OMNIBRAIN

Sincronizzatore delle onde cerebrali -
Terapia olistica per il cervello umano!

- ◆ Occhiali con 12 LED integrati su ogni lato. Posizionamento che oscura completamente l'esterno per una prestazione ottimale.
- ◆ Emissione di onde luminose, colorate e sonore che stimolano il cervello combinate in un unico sistema.
- ◆ Banda elastica per regolazioni facili.
- ◆ Auricolari integrati

Sincronizzazione tridimensionale delle onde cerebrali

Stimolazione luminosa

La stimolazione luminosa emette impulsi di luce costanti, ripetitivi per sincronizzare il cervello. Posso provenire da: televisione o schermo del computer, luci stroboscopiche, serie di luci LED, occhiali per la realtà virtuale. La sincronizzazione visiva è più efficace della sincronizzazione audio, perchè la corteccia visiva è più ampia della corteccia uditiva. Quando la corteccia visiva viene sincronizzata, interessa una porzione di cervello più grande.



Sincronizzazione Audio

L'uso deliberato del suono per modificare la mente è stato documentato nel corso della storia (didgeridoo aborigeni, campana tibetana, flauto nativo americano, tamburo tribale), ed è stato utilizzato come potente strumento di trasformazione. I neuroscienziati moderni hanno scoperto che la sincronizzazione audio procurata da questi stessi battiti e toni binaurali, stimola l'apprendimento, il miglioramento della memoria e la creatività.




Cromoterapia

Spettro di colore visibile composto da rosso, verde, blu e loro combinazioni derivate.

- ◆ La luce colpisce sia i corpi fisici che quelli energetici.
- ◆ I colori generano impulsi elettrici e correnti magnetiche o campi di energia.
- ◆ Sono attivatori di processi biochimici e ormonali del corpo umano.
- ◆ Molti terapisti che usano rimedi naturali trattano i loro pazienti con la cromoterapia.

I colori ci influenzano in modo differente, perché hanno diverse lunghezze d'onda e frequenze, e influenzano parti diverse del cervello.



Programmi di Avvio Rapido (presenti in tutte le configurazioni)



Rilassamento



Performance



Attivazione



Sonno



Rigenerazione

Omnium1 ti permette di iniziare subito! Tutti i programmi di Avvio Rapido sono progettati per la facilità d'uso, rendendo le applicazioni olistiche molto semplici e altamente efficaci con un uso quotidiano. Tutti i programmi di Avvio Rapido sono automaticamente allineati e sincronizzati con OmniBrain, durante il funzionamento!

Modalità manuale



Modalità base di applicazione. Imposta manualmente tutti i parametri, basandoti sulle indicazioni fornite dal tuo consulente LifeStyle SwissBionic.



Programmi personalizzati



Omnium1 ti consente di preprogrammare più utenti con tutti i parametri e gli accessori e salvarli nella sezione “archiviazione” del pannello di controllo.

Ogni volta che l'utente designato desidera eseguire un'applicazione, è sufficiente scegliere l'accessorio e il sistema fornirà i parametri predefiniti!



L'allestimento perfetto per tutte le necessità

OMNIUM1
INTELLIGENT LIFESTYLE

Omnium1 2.0 Basic Set



Omnium1 2.0 pannello di controllo
OmniMat
OmniPad
D/A convertitore 2.0
Omnium1 2.0 software android

Omnium1 2.0 Complete Set



Omnium1 2.0 pannello di controllo
OmniMat
OmniPad
OmniSpot
D/A convertitore 2.0
Omnium1 2.0 software android

Omnium1 Combo (Omnibrain incluso)

Omnium1 2.0 Basic Combo



Omnium1 2.0 pannello di controllo
OmniMat
OmniPad
D/A convertitore 2.0
Omnium1 2.0 software android
OmniBrain

Omnium1 2.0 Complete Combo



Omnium1 2.0 pannello di controllo
OmniMat
OmniPad
OmniSpot
D/A convertitore 2.0
Omnium1 2.0 software android
OmniBrain

Tabella di Comparazione

	OMNIUM1 INTELLIGENT LIFESTYLE Basic Set	OMNIUM1 INTELLIGENT LIFESTYLE Complete Set	OMNIUM1 INTELLIGENT LIFESTYLE Basic Combo	OMNIUM1 INTELLIGENT LIFESTYLE Complete Combo
Omnium1 Unità di controllo	✓	✓	✓	✓
Omnium1 D/A Convertitore	✓	✓	✓	✓
OmniMat	✓	✓	✓	✓
OmniPad	✓	✓	✓	✓
OmniSpot	✗	✓	✗	✓
OmniBrain	✗	✗	✓	✓
20-PIN Cavo di connessione	✓	✓	✓	✓
Software Programmi Avvio Rapido	✓	✓	✓	✓
Software Modalità Manuale	✓	✓	✓	✓
Software Modalità programmi personalizzati	✓	✓	✓	✓



Copertura in cotone OmniMat



Copertura in cotone elastico per OmniMat.
Rimovibile e lavabile.

Zaino OmniBackPack estensibile



Confortevole zaino per un facile trasporto del sistema Omnium1 estensibile per il trasporto di tutti gli accessori.

Borsone OmniBag per viaggio



Il borsone per Omnium1 è grande abbastanza per contenere tutti gli accessori, l'unità di controllo, il caricabatterie e il D/A convertitore.

Adattatore Omnium1 3in1



Con l'adattatore Omnium1 3in1 da collegare al D/A convertitore, puoi connettere tutti e tre gli accessori (materassino, cuscino e spot) al D/A convertitore stesso del tuo sistema Omnium1 senza dover scollegare e ricollegare nulla.

Omnium1 Carefree plus 12 mesi



Estensione di garanzia Omnium1 a 12 mesi, che include sostituzioni senza limiti nel caso di difetti tecnici all'interno del periodo di garanzia selezionato.

Omnium1 Carefree plus 24 mesi



Estensione di garanzia Omnium1 a 24 mesi, che include sostituzioni senza limiti nel caso di difetti tecnici all'interno del periodo di garanzia selezionato.

Swiss Bionic Solutions Schweiz GmbH

Schulhausstrasse 17 , 8834 Schindellegi, Schweiz

Telefon: +41 (62) 295 5951 | Fax: +41 (62) 295 5952 | E-Mail: ch@swissbionic.com



Swiss Bionic Solutions Deutschland GmbH

Biberacher Str. 87 | 88339 Bad Waldsee, Deutschland

Telefon: +49 (7524) 996 950 | Fax: +49 (7524) 996 9518 | E-Mail: de@swissbionic.com

Swiss Bionic Solutions USA Inc.

12330 SW 53rd Street | Suite 703 & 704 | Cooper City | Florida 33330, USA

Telefon: +1 (954) 766 4153 | Fax: +1 (954) 766 4156 | E-Mail: us@swissbionic.com

Swiss Bionic Solutions Canada Inc.

195 North Service Rd W. Unit B8, Oakville, Ont. L6M 2W2, Canada

Telefon: +1 (905) 465 0753 | Fax: +1 (1 866) 792 8182 | E-Mail: ca@swissbionic.com

Swiss Bionic Solutions Asia Ltd.

Unit B, 7/F. Office Plus @Mongkok, 998 Canton Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

Telefon: +852 2337-8774 | Mail: asia@swissbionic.com | E-Mail: asia@swissbionic.com



Consulenza e Orientamento:



Disclaimer: Il sistema iMRS prime è registrato, certificato e approvato come sistema elettromedicale secondo la normativa MDR 2017/745! Il particolare intento di utilizzo può differire da paese a paese a causa di norme, standard e regolamenti non armonizzati. Swissbionic Solutions Schweiz GmbH è un produttore elencato e certificato di dispositivi elettromedicali ai sensi della norma ISO 13485:2018 incl. MDSAP. Tutte le informazioni contenute in questo opuscolo sono fornite esclusivamente a scopo educativo e non sostituiscono la consulenza medica professionale. Consultare sempre un medico o un operatore sanitario se siete alla ricerca di consulenza medica, diagnosi, o trattamento. iMRS prime compresi gli accessori sono distribuiti esclusivamente da Lifestyle Consultants indipendenti e certificati formati da Swissbionic Solutions in conformità alle rispettive normative. Swissbionic Solutions® e iMRS® sono marchi registrati di Swissbionic Solutions Holding GmbH.